

**NEW**



## Secco™ | Secco Protect™

System do kontrolowanej zbiórki stolca

Worki do kontrolowanej zbiórki stolca

Zestawy do przepłukiwania

 **DAHLHAUSEN®**

**Secco™**

Zbiera zanieczyszczenia kałem i zapewnia czyste otoczenie pacjenta.

**Secco™ to cewnik umieszczany w końcowej części jelita w systemie zamkniętym do higienicznego odprowadzania półpłynnych i płynnych wydzielin jelitowych.**

- Redukuje podrażnienia skóry i odleżyny
- Chroni pacjentów i personel przed zakażeniami
- Zmniejsza komplikacje i skraca czas pobytu w szpitalu
- Chroni przed zakażeniami ran
- Ogranicza nieprzyjemne zapachy i poprawia komfort pacjenta
- Zmniejsza koszty spowodowane opieką nad pacjentem z nietrzymaniem stolca
- Zapewnia godność dla pacjentów




Podstawa montażowa do worka z plastikowym paskiem mocującym i centralną rurką obrotową



Jednorazowa strzykawka, 45 ml



Port do przepłukiwania (niebieski)  
Port do napełniania pierścienia (biały)



Port do pobierania próbek z zastawką



Znaczniki położenia cewnika

## Bezpieczny i prosty w użyciu

Secco<sup>TM</sup> jest wyposażony w unikalną technologię super-absorbentu, który wiąże zakażone, płynne odchody. Zapobiega rozprzestrzenianiu się materiału zakaźnego podczas gromadzenia i utylizacji odchodów. Jego unikalna powierzchnia EasyFlush zapobiega zatykaniu drenów i skutecznie zatrzymuje zapachy.

### Bezpieczny i prosty w użyciu

- Nieskomplikowana obsługa
- Łatwa implementacja
- Bezpieczne usuwanie



Filtr węglowy z wentylem neutralizującym zapachy wbudowany z tyłu worka



Znacznik pozycyjny



Niskociśnieniowy pierścień uszczelniający (max. 45 ml)  
Znacznik RTG (niebieski pasek) na wysokości pierścienia



Worek o poj. 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą zawartość  
Jednostronnie przezroczyste  
Wewnętrzna zastawka zabezpieczająca przed wylaniem zawartości

# NEW

## Secco Protect™

Logiczny dalszy rozwój sprawdzonego systemu do zbiórki stolca

**Secco Protect™ spełnia w całości dobrze znane cechy naszego, od dawna sprawdzonego systemu zbiórki stolca:**


- Redukuje podrażnienia skóry i odleżyny
- Chroni pacjentów i personel przed zakażeniami
- Zmniejsza komplikacje i skraca czas pobytu w szpitalu
- Chroni przed zakażeniami ran
- Ogranicza nieprzyjemne zapachy i poprawia komfort pacjenta
- Zmniejsza koszty spowodowane opieką nad pacjentem z nietrzymaniem stolca
- Zapewnia godność dla pacjentów




Niskociśnieniowy pierścień uszczelniający, znacznik pozycyjny (czarny) oraz znacznik RTG (niebieski)



Port niebieski: złącze do przepłukiwania  
Port biały: złącze do wypełnienia mankieta ze zintegrowanym zaworem bezpieczeństwa



Port do pobierania próbek z zastawką



Kieszonka na palec wskazujący



Zacisk irygacyjny



Jednorazowa strzykawką, 45 ml  
Zaślepka na złącze do worka przy jego wymianie


# Secco Protect™

Nowa generacja z jeszcze większym bezpieczeństwem i ulepszoną aplikacją

## Łatwy i bezpieczny w aplikacji

- Jeszcze łatwiejsze zakładanie dzięki nowej kieszonce na palec w mankiecie uszczelniającym
- Nowy zawór bezpieczeństwa zapobiega przepełnieniu mankietu uszczelniającego i zapewnia pacjentowi dodatkowe zabezpieczenie
- Bardziej higieniczna wymiana worka do zbiórki dzięki załączonym wymiennym uszczelkom

Secco Protect™ wykorzystuje unikalną super chłonną technologię do wiązania zakaźnego, płynnego kału. Zapobiega rozprzestrzenianiu się materiału zakaźnego podczas zbierania i usuwania stolca. Unikalna powierzchnia EasyFlush zapobiega zapychaniu się cewnika i skutecznie zatrzymuje zapachy.



Filtr węglowy z wentylem neutralizujący zapachy wbudowany z tyłu worka



Podstawa montażowa do worka z zaślepką, plastikowym paskiem mocującym i centralną rurką obrotową



Worek do zbierania 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą  
Jednostronnie przezroczyste  
Wewnętrzna zastawka zabezpieczająca przed wylaniem zawartości



# Secco™ I Secco Protect™

Zapewnia więcej niż tylko zachowanie godności pacjenta



REF 52.000.00.150

Nietrzymanie kału jest nieprzyjemnym problemem u pacjentów dotkniętych chorobą i odgrywa ważną rolę w zachowaniu godności pacjenta, zapobieganiu przenoszenia infekcji i unikania uszkodzeń skóry.

## Secco™ I SeccoProtect™ zapewnia więcej niż tylko zachowanie godności pacjenta

- Przedłużony pobyt w szpitalu z powodu Clostridium difficile powoduje zwiększenie kosztów
- Pacjenci cierpiący na nietrzymanie stolca mają potrójnie zwiększone ryzyko wystąpienia odleżyn
- Z Secco™ masz do dyspozycji produkt wysokiej jakości



REF 52.000.00.100

Opis	REF
Secco™ - Zamknięty system zbiórki stolca	52.000.00.100
SeccoProtect™ - Zamknięty system zbiórki stolca	52.000.00.150
Wymienne worki do zamkniętego systemu zbiórki stolca, 10 sztuk	52.000.00.200
Kompres wchłaniający do zamkniętych systemów drenażu kału, 10 sztuk	52.000.00.500

## Zestaw zawiera:

- Silikonowy cewnik o długości 170cm z niskociśnieniowym pierścieniem, powlekany obustronnie parylenem dla zmniejszenia tarcia powierzchniowego, łatwego przepływu i redukcji zapachów
- 3 x 1500 ml worki zbierające z super chłonną wkładką żelującą zawartość, filtrem węglowym neutralizującym zapachy oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości
- 3 x zaślepki do bezpiecznego zamknięcia systemu podczas zmiany worka (dotyczy Secco Protect™)
- Podstawa montażowa do worka z plastikowym paskiem do zamocowania do ramy łóżka oraz centralnie umieszczoną rurką obrotową w kształcie kolanka
- Dwie kieszonki na palec prowadzący w pierścieniu uszczelniającym (dotyczy Secco Protect™)
- Port do wypełniania pierścienia z wbudowanym zaworem redukcji pojemności do ≤ 45ml zapobiegający jego przepełnieniu (dotyczy Secco Protect™)
- Strzykawka z gumowym tłokiem 45 ml, zacisk irygacyjny
- Zestaw 5 samoprzylepnych etykiet do opisu produktu
- Cewnik przezierny dla promieni RTG
- Czas stosowania do 29 dni
- Bez lateksu
- Instrukcja użycia w języku polskim



REF 52.000.00.500