

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Group

Adres wykonawcy 71-374 Szczecin; ul. Majowa 2

Miejscowość Szczecin Data 17.12.2024.....

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

							Zamówienie
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT
1.	Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej z możliwością stosowania min. przez 72h (potwierdzoną w instrukcji obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łączy za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 °, uniemożliwiające odłączenie cewnika od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewnia szczelność zestawu. Cewnik bez konieczności wymiany po 100 cyklach obrotów w kolorze czarnym pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów						
	rozmiar CH14 długość 56cm	33140000-3	szt	10	65,00	650,00	52,00
	rozmiar CH14 długość 62cm	33140000-3	szt	10	65,00	650,00	52,00
	rozmiar CH16 długość 56cm	33140000-3	szt	100	65,00	6500,00	520,00
	rozmiar CH16 długość 62cm	33140000-3	szt	100	65,00	6500,00	520,00
2.	Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej z możliwością stosowania min. przez 48h(potwierdzoną w instrukcji obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łączy za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 °, uniemożliwiające odłączenie cewnika od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewnia szczelność zestawu. Cewnik bez konieczności wymiany po 100 cyklach obrotów w kolorze czarnym pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów						
	rozmiar CH18 długość 54cm	33140000-3	szt	10	58,00	580,00	46,40

e – nr 53

Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu	Nazwa producenta	Ilość sztuk w opak.	Nr katalog.	KOD EAN	Klasa wyrobu

cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośredni łącznik podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacji, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach /nika na jego końcu, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowany co 1 cm.
v, Zamawiający wymaga, aby każdy element systemu był sterylny.

702,00	Optiflo72 SafeClean	Dahlhausen	10	DH-4300457140	04034342316563	II a
702,00	Optiflo72 SafeClean	Dahlhausen	10	DH-4300457142	04034342316648	II a
7020,00	Optiflo72 SafeClean	Dahlhausen	10	DH-4300457160	04034342316686	II a
7020,00	Optiflo72 SafeClean	Dahlhausen	10	DH-4300457162	04034342316761	II a

cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośredni łącznik podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacji, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach /nika na jego końcu, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowany co 1 cm.
v, Zamawiający wymaga, aby każdy element systemu był sterylny.

626,40	Optiflo48	Dahlhausen	10	DH-4300460180	04034342060725	II a
--------	-----------	------------	----	---------------	----------------	------

Ilość opak. w kartonie zbiorczym
o w części a podciśnienia a oddzielająca i, zakończony
6
6
6
6
o w części a podciśnienia a oddzielająca i, zakończony
6

3.	<p>Zamknięty system do odsysania z rurki tracheostomijnej z możliwością stosowania min. przez 72h(potwierdzoną w instrukcji obsługi).</p> <p>Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łączy za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 °, uniemożliwia cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewnia szczelność zestawu. Cewnik bez konieczności wymiany po 12 godzinach obwódką w kolorze czarnym pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania , oznaczenie rozmiaru cewnika. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów</p>						
	rozmiar CH14 długość 36cm	33140000-3	szt	10	65,00	650,00	52,00
	rozmiar CH16 długość 36cm	33140000-3	szt	10	65,00	650,00	52,00
4.	<p>Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 8-10 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna.</p>	33140000-3	szt	300	8,90	2670,00	213,60

cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośredni łącznik podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacji, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach cewnika na jego końcu, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowany co 1 cm.

v, Zamawiający wymaga, aby każdy element systemu był sterylny.

702,00	Optiflo72 SafeClean	Dahlahusen	10	DH-4300457141	04034342316600	II a
702,00	Optiflo72 SafeClean	Dahlahusen	10	DH-4300457161	04034342316723	II a
2883,60	Sterylny zestaw do próbek	Dahlhausen	60	DH-0709800003	04034342053482	II a

o w części a podciśnienia a oddzielająca i, zakończony
6
6
3

5.	<p>Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika powlekanego obustronnie polimerem dla zmniejszenia tarcia powierzchniowego, łatwego przepływu i redukcji przenoszenia zapachów z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym. Pierścień uszczelniający posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. Cewnik o długości min. 170 cm, posiadający znacznik pozycyjny w postaci czarnej kreski, niebieski marker lokalizacji pierścienia uszczelniającego w RTG, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego w kolorze białym, port irygacyjny w kolorze niebieskim oraz port do pobierania próbek stolca z zastawką i zatyczką. Port do wypełniania pierścienia uszczelniającego z wbudowanym zaworem redukcji pojemności wody do max. 45 ml. Podstawa montażowa do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka oraz centralnie umieszczoną rurką obrotową. Worek zbiorczy o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz zaślepką na zawieszce. W worku zbiorczym wkładka żelująca zawartość (wykonana z papieru celulozowego i super-chłonnego granulatu poliakrylanu sodu) dodatkowo zabezpiecza przed wylaniem zawartości na zewnątrz. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz zaślepką na zawieszce, 3 dodatkowe zaślepki na cewnik zabezpieczające przed wydostaniem się zawartości i/lub zapachu przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, zestaw 5 samoprzylepnych etykiet do opisu produktu wg potrzeb użytkownika, instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni.</p>	33140000-3	szt	8	580,00	4640,00	371,20
----	---	------------	-----	---	--------	---------	--------

5011,20	SeccoProtect	Dahlhausen	1	DH-5200000150	04034342363925	II a
---------	--------------	------------	---	---------------	----------------	------

6.	Obwód oddechowy jednorazowego użytku, o regulowanej długości w zakresie 90-300 cm, dla dorosłych, w komplecie 2 rury rozciągane, łącznik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy wyposażony w port CO2 z nasadką zabezpieczającą, układ mikrobiologicznie czysty, średnica 22mm, czas stosowania do 7 dni. Opakowanie folia z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności.	33140000-3	szt	10	38,00	380,00	30,40
OGÓŁEM						23 870,00	

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)

410,40	Obwód oddechowy rozciągliwy	Dahlhausen	1	DH-4392230002	04034342108458	II a
25 779,60						

