

F7520

STERYLNA JEDNORAZOWA GĄBKA ŚCIERNA DO CZYSZCZENIA ELEKTROD JEDNORAZOWE STERYLNE PODKŁADKI DO CZYSZCZENIA KOŃCÓWEK ŚCIERNYCH



Gąbki ścierne FIAB są używane podczas zabiegów elektrochirurgicznych do usuwania resztek materiału z powierzchni elektrod. Główną cechą F7520 jest powierzchnia ścierna wykonana ze zwartego materiału. Radioprzepuszczalność jest zapewniona dzięki umieszczeniu wewnątrz plastikowego odniesienia z BaSO₄. Przyczepność do obłożenia chirurgicznego jest również zapewniona przez klej o wysokiej wytrzymałości. Produkt nie zawiera lateksu.

Pady czyszczące FIAB są używane podczas operacji elektrochirurgicznych do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni elektrod w ołówkach jednorazowych lub wielokrotnego użytku. Główną cechą F7520 jest jego powierzchnia ścierna. Radioprzepuszczalność jest gwarantowana za pomocą plastikowego drutu referencyjnego z BaSO₄. Klej o wysokiej wytrzymałości umożliwia dobre przyleganie do arkusza operacyjnego. Nie zawiera lateksu.

CECHY TECHNICZNE - CECHY TECHNICZNE

WYMIARY WYMIARY	50 x 50 mm
PODKŁAD ŚCIERNY WSPARCIE ŚCIERNE	Formowany z tworzywa sztucznego Formowany materiał z tworzywa sztucznego
RADIOPACITY RADIOPACITY	Osadzony plastikowy element referencyjny z BaSO ₄ Plastikowy przewód referencyjny z BaSO ₄
MATERIAŁ WEWNĘTRZNY MATERIAŁ WEWNĘTRZNY	Miękka pianka, jasnoniebieski FOAM, jasnoniebieski
ADHESIVE ADHESIVE	Wysoka szczelność Wysoka wytrzymałość
GRUBOŚĆ GRUBOŚĆ	6 mm
STERYLIZACJA STERYLIZACJA	Tlenek etylenu Gaz EO
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI ZGODNOŚĆ Z NORMAMI	Dyrektywa 93/42/EWG (L.D. 46/97) z późniejszymi zmianami. Wyrób medyczny sterylny klasy I Dyrektywa 93/42/EWG wraz z poprawkami. Wyrób medyczny sterylny klasy I

OPAKOWANIE - OPAKOWANIE

PAKIET PODSTAWOWY OPAKOWANIE PODSTAWOWE	Pojedynczo w zgrzewanej kopercie papierowej laminowanej polietylenem Pakowane pojedynczo w zgrzewaną torebkę papierową połączoną z polietylenem
PAKIET SPRZEDAŻOWY OPAKOWANIE WYPRZEDAŻOWE	100 sztuk w kartonowym pudełku 100 sztuk w opakowaniu kartonowym
PRZECZYSZCZANIE PRZECZYSZCZANIE	Temperatura: 0°C ÷ + 50°C - Wilgotność względna: 20% ÷ 80%. Temperatura: 0°C ÷ + 50°C - Wilgotność względna: 20% ÷ 80%.
TERMIN WYGAŚNIĘCIE	36 miesięcy od daty sterylizacji 36 miesięcy od daty sterylizacji