

## Oświadczenie

Grena Ltd. z siedzibą w 1000 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9HH Zjednoczone Królestwo, niniejszym informuje, że wszystkie Klipsy naczyniowe Click'aV<sup>®</sup> oraz Click'a'V Plus<sup>™</sup> wykonane są z Polioksymetylenu i mogą być bezpiecznie stosowane w polu magnetycznym podczas badań rezonansem magnetycznym MRI. Klipsy polimerowe nie posiadają przeciwwskazań w stosowaniu z MRI i nie wykazują medycznego ryzyka dla pacjenta poddanego badaniu rezonansu magnetycznego.



Natalia Kołsut  
Specjalista ds. Rejestracji Wyrobów Medycznych