


Producent :



CODAN Chemoprotect MicroSpikeSWAN



1. Kolec (spike) do wielokrotnego transferu leków cytotoksycznych z fiołki do pojemnika z płynem infuzyjnym w warunkach aseptycznych (roztwory wodne i oleiste).
2. Kolec micro z otworem bocznym tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiołki, bez strat
3. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiołce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku
4. Filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów
5. Bezigłowy zawór samouszczelniający typu SWAN - Konstrukcja pozwalająca na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiołki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiołce
6. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem
7. Dostosowany do fiołek z lekiem o różnej średnicy szyjki - ok. 20mm
8. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,28 ml
9. Czas stosowania do 7dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji.
10. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu
11. Pakowany pojedynczo

Należy postępować zgodnie z instrukcją użycia Producenta Leku i aktualną Kartą Charakterystyki Produktu Leczniczego. Należy przestrzegać ogólnych zasad higieny i obowiązujących procedur.

Nr katalogowy
16.5292

Opis
CODAN Chemoprotect MicroSpikeSWAN

Sposób pakowania
50/600