

WIELORAZOWE KOMFORTOWE MANKIETY DO NIBP

RODZAJ MANKIETU NIBP	OPIS PRODUKTU I REF
Mankiet dla <u>niemowląt</u>	<u>M1571A</u> Obwód: 10-15 cm Szerokość: 5,5 cm
Mankiet dla <u>dzieci</u>	<u>M1572A</u> Obwód: 14-21,5 cm Szerokość: 8 cm
Mankiet dla <u>dorosłych mały</u>	<u>M1573A</u> Obwód: 20,5-28 cm Szerokość: 10,5 cm
Mankiet dla <u>dorosłych średni</u>	<u>M1574A</u> Obwód: 27-35 cm Szerokość: 13 cm
Mankiet dla <u>dorosłych duży</u>	<u>M1575A</u> Obwód: 34-43 cm Szerokość: 16 cm
Mankiet dla <u>dorosłych bardzo duży</u> <u>Kończynowy</u>	<u>M1576A</u> Obwód: 42-54 cm Szerokość: 20 cm
Zestaw 4 <u>mniejszych</u> mankietów <u>M1577A</u>	<u>M1571A</u> <u>M1572A</u> <u>M1573A</u> <u>M1574A</u> (opis produktu powyżej)
Zestaw 4 <u>większych</u> mankietów <u>M1578A</u>	<u>M1573A</u> <u>M1574A</u> <u>M1575A</u> <u>M1576A</u> (opis produktu powyżej)
Zestaw mankietów <u>od najmniejszego do</u> <u>największego</u> <u>M1579A</u>	<u>M1571A</u> <u>M1572A</u> <u>M1573A</u> <u>M1574A</u> <u>M1575A</u> <u>M1576A</u> (opis produktu powyżej)
Do połączenia mankietów z kardiomonitorami należy użyć przewodów pomiarowych: <u>M1598B</u> (długość: 1,5 m) lub <u>M1599B</u> (długość: 3 m)	
Mankiety pakowane po 1 sztuce. Zestawy pakowane po 4 i 6 sztuk.	

