



**AB-MED**  
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA

www.ab-med.pl



Owalny kształt ułatwia dopasowanie do kształtu twarzy.



kolor biały  
lub cielisty




## opatrunek oczny z wkładem chłonnym

### elastopor EYE

 jałowy

#### zastosowanie

- przesłonięcie oka i jego okolicy po procedurach okulistycznych i zabiegach chirurgicznych
- korekta wzroku w terapii zeza

kod	rozmiar	kształt	kolor	opak. jednostkowe papier-papier	opak. zbiorcze kartonik
803010	5,8 cm x 8,3 cm		wkład chłonny - biały	1 szt.	50 x 1 szt.
803011	6,5 cm x 9,4 cm		włóknina - biały	1 szt.	50 x 1 szt.
803212	5 cm x 7,5 cm		wkład chłonny - biały włóknina - cielisty	1 szt.	50 x 1 szt.

