

I.p.	Asortyment	Jm	Ilość	stawka jednostkowa netto	wartość netto	VAT	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	nazwa producenta i kraj pochodzenia	nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 5 - taśmy do wysiłkowego nietrzymania moczu										
1.	Jednorazowa, całkowicie niewchłaniałna, sterylna taśma w osłonce do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: długość 450mm ze znacznikiem środka; gramatura 95g/m2; grubość 0,62 mm; szerokość 1,1 cm; końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy; taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonięne.	szt.	40	389,00 zł	15 560,00 zł	8%	420,12 zł	16 804,80 zł	Duzye Medikal/ Turcja	Taśma SVT Vagina/ nr kat. SVT10450
2.	Prowadnice wielorazowe do przezzasłonej implantacji taśmy o następujących parametrach - materiał - stal i aluminium. Długość całkowita 249 mm; długość uchwytu 127 mm; komplet 2 szt. (prawa i lewa).	kpl.	4	1,00 zł	4,00 zł	8%	1,08 zł	4,32 zł	Duzye Medikal/ Turcja	Provadnica helikalna/ nr kat. SVT
					15 564,00 zł			16 809,12 zł		

dot.poz.1 - Zamawiający dopuszcza taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TVT i TOT
Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:
• szerokość: 1,1 cm
• długość: 45 cm
• grubość: 0,50 mm
• gramatura: 57 g/m2
• wielkość porów: 0,90 mm
Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami.

dot.poz.2 - Zamawiający dopuszcza prowadnice wielorazowe do przezzasłonej implantacji taśmy o następujących parametrach - materiał - stal i aluminium., grubość igły - 4 mm, długość całkowita- 200 mm, długość uchwytu: 125 mm, komplet 2 szt. (prawa i lewa).

dot.poz.1 - Zamawiający dopuszcza taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, niewchłaniałną, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm,porowatości 84%, porowatości średnia: 976 µm; porowatość max.: 2314 µm; grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80µm, gramaturze 48g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70N/cm, atraumatycznych brzegach zakończonych bezpiecznymi pętelkami, trzy markery w środkowej części ułatwiające fiksację taśmy jeden centralny na całej szerokości taśmy - wyznaczający środek taśmy dwa krótsze po bokach w odległości 7,5mm od centralnego i 5mm od osłonek - oznaczające miejsce fiksacji przy użyciu nici.

dot.poz.2 - Zamawiający dopuszcza igły przezasłone spiralne, komplet (prawa i lewa) wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, z niebieską metalową rączką do przezzasłonej implantacji taśmy o parametrach: długość całego narzędzia 320 mm, długość igły 210 mm, średnica igły 4 mm, długość rączki 110 mm.

dot.poz.1 - Zamawiający dopuszcza jednorazową, całkowicie niewchłaniałną, sterylną taśmę w osłonce do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: długość 450mm ze znacznikiem środka; gramatura 45g/m2; grubość 0,34 mm; szerokość 1,1 cm; końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy; taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonięne.

dot.poz.2 - Zamawiający dopuszcza prowadnice wielorazowe do przezzasłonej implantacji taśmy o następujących parametrach - materiał – stal chirurgiczna. Długość całkowita 200 mm; długość uchwytu ok. 120 mm; komplet 2 szt. (prawa i lewa).

dot.poz.1 - Zamawiający dopuszcza taśmę urologiczną przeznaczoną do stosowania w chirurgicznym leczeniu nietrzymania moczu u kobiet metodami TVT i TOT. Taśma bez osłonki, gdyż charakteryzuje się bezpiecznymi, atraumatycznymi brzegami, niską masą liniową, biostabilnością, dzięki czemu nie traci właściwości fizycznych podczas długotrwałego kontaktu z tkankami i płynami ustrojowymi, porowatą strukturą minimalizującą ryzyko infekcji bakteryjnej. Wytwarzana jest techniką dziewiarską z transparentnej monofilamentowej przędzy polipropylenowej. Na obydwu końcach taśma zaopatrzona w uchwyty również z przędzy polipropylenowej monofilamentowej w kolorze niebieskim, pozwalające na bezpieczne zamocowanie na odpowiednim aplikatorze, a także dobrą widoczność w polu operacyjnym. Każdy uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem w postaci rurek termokurczliwych. Masa powierzchniowa taśmy (bez uchwytów) 65-75 g/m2, szerokość taśmy 1,1 cm +/- 0,2, grubość nitki 0,16 mm, długość taśmy (bez uchwytów) 45 cm, bez znacznika środka.

dot.poz.2 - Zamawiający dopuszcza wielorazowe aplikatory do przezzasłonej implantacji taśmy, wykonane ze stali nierdzewnej pozwalają na bezpieczne wprowadzenie taśmy urologicznej do ciała pacjentki. Długość całkowita: 277 mm; długość uchwytu 102 mm. Komplet 2 szt. (prawa i lewa).

Oświadczam, że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.

UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

Kraków, 13.03.2025

Katarzyna Wasilewska
Prezes Zarządu